

Pravidlá aplikácie multifokálnych šošoviek Biofinity®

Zjednodušená filozofia aplikácie

Náš nový proces aplikácie šošoviek je založený na praktických skúsenostiach očných špecialistov.

- Aplikácia šošoviek s nižšou adíciou je teraz jednoduchšia než kedykoľvek predtým – vďaka použitiu rovnakého dizajnu šošovky D pre obe oči.
- Aplikácia šošoviek s vyššou adíciou je naďalej flexibilná a poskytuje viac možností na dosiahnutie výnimočne kvalitného videnia.



Úvodná návšteva

Krok č. 1 Začnite novou refrakciou a overením dominance oka (technika zahmlenia)

Krok č. 2 Vyberte predpis do diaľky na základe sférického ekvivalentu opraveného pre vertexovú vzdialenosť.
Na základe požadovanej adície vyberte dizajn šošovky D alebo N:

Adícia	Dominantné oko	Nedominantné oko
+1,00	D	D
+1,50	D	D
+2,00	D	N
+2,50	D	N

Očakávané zraková ostrosť pri kombinácii šošoviek D a N

Šošovka	Vzdialenosť	Doblízka
Binokulárne	20/20	20/20
Šošovka D	20/20	20/40 alebo lepšia
Šošovka N	20/40 alebo lepšia	20/20

Krok č. 3 Hoci sa šošovka rýchlo umiestni do správnej polohy, pacientom dajte aspoň 15 minút na aklimatizáciu. Až potom otestujte videnie. Ak je binokulárne videnie neuspokojivé, vykonajte monokulárnu refrakciu s nasadenými šošovkami. Pomocou skúšobných skiel určte, ktoré oko vyžaduje korekciu videnia.

Na zlepšenie videnia do diaľky pridajte +/-0,25 D (až do +/-0,50 D) pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

Na zlepšenie videnia do blízka pridajte +/-0,25 D (až do +/-0,50 D) pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

Tipy z klinickej praxe

Pre videnie do diaľky predpisujte maximálne kladné hodnoty (nie nadmerne záporné hodnoty) □ □

Keď je to možné, zvolte nižšiu adíciu – predpísanie príliš vysokej adície nie je nutné

Pacientovo videnie do blízka otestuje pomocou jeho mobilného telefónu

Otestujte zrakovú ostrosť s rozsvieteným svetlom

Pravidlá aplikácie multifokálnych šošoviek Biofinity®

Jedinečná multifokálna šošovka pre jedinečné oči

Technológia Balanced Progressive™

- Optimalizované pre skvelé videnie na akúkoľvek vzdialenosť – do blízka, na strednú vzdialenosť aj do diaľky
- Umožňuje prispôbenú aplikáciu pre každého používateľa a každé oko
- Konzistentný proces aplikácie umožňuje dosiahnuť úspech u presbyopických pacientov



Kontrola o týždeň neskôr

Ak pacient potrebuje ďalšiu korekciu videnia do diaľky alebo do blízka.

Krok č. 1 Posúďte zrakovú ostrosť binokulárneho videnia.

Krok č. 2 Otestujte zrakovú ostrosť monokulárneho videnia.

Krok č. 3 Pomocou skúšobných skiel zmerajte refrakciu s nasadenými šošovkami (nepoužívajte foropter).

PRVÁ MOŽNOSŤ: Na zlepšenie videnia buď do diaľky, alebo do blízka upravte videnie do diaľky o +/-0,25 D pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

DRUHÁ MOŽNOSŤ: Na zlepšenie videnia do blízka zvýšte adíciu o +0,50 D pre oko, ktoré vyžaduje korekciu.

Špecifikácia produktu

Biofinity® multifokálne

Zakrivenie	8,6 mm
Priemer	14,0 mm
Sféra	+6,00 D až -10,00 D (0,50 D po -6,00 D)
Adícia	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50
Dizajn šošovky	Šošovka D, šošovka N
Materiál	comfilcon A
Obsah vody	48%
Dk	128
Plán nosenia	Každodenné alebo dlhodobé nosenie až 6 nocí/7 dní

Ak chcete získať tipy pre aplikáciu, príručky a ďalšie informácie o multifokálnych šošovkách Biofinity, navštívte adresu <http://coopervision.sk/kontaktne-sosovky/sosovky-biofinity-multifocal>

Očný špecialista si pri aplikácii a predpise šošoviek zachováva nezávislý klinický úsudok.

©2015 CooperVision, Inc. 1131 04/15 XLITERAKIT210



CooperVision®
Live Brightly.®

800 341 2020