

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 MyDay® MiSight® 1 day	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) NIE JE PLAN	-	-	Terapeutické zóny ponúkajú 2.00 D myopickej defokusácie	Dual-focus	Technológia ActivControl®	Jednodňové; šošovky odporúčame nosiť minimálne 10 hodín denne počas najmenej 6 dní týždenne§	8.4	14.2	0.080	Technológia Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	5B (SiHy)

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† $(\text{pri } -3.00 \text{ D}) \times 10^{-9} \text{ [(cm/s) } \times (\text{ml O}_2)/(\text{ml} \times \text{mmHg})]$

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očnému špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrívenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 MyDay®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Jednodňové	8.4	14.2	0.080	Technológia Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	5B (SiHy)
 MyDay® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Jednodňové	8.6	14.5	0.100	Technológia Aquaform®	stenfilcon A	54	80	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	5B (SiHy)
 MyDay® multifocal	-12.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D) -10.00 D až +8.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	Low (+0.75 D až +1.25 D okuliarovej adície) Med (+1.50 D až +1.75 D okuliarovej adície) High (+2.00 D až +2.50 D okuliarovej adície)	Multifokálny	Binocular Progressive System™	Jednodňové	8.4	14.2	0.080	Technológia Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	5B (SiHy)
 MyDay Energys®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-	-	-	Asférický	Comfort-Boost®	Jednodňové	8.4	14.2	0.080	Technológia Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	5B (SiHy)

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk

Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 clariti® 1 day sphere	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.50 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	-	Jednodňové	8.6	14.1	0.070	Technológia WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; trieda 2	Nie	5B (SiHy)
	NIE JE PLAN																	
 clariti® 1 day toric	-9.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	-	Torický	Torický dizajn s hladkým kontinuálnym balastom	Jednodňové	8.6	14.3	0.105	Technológia WetLoc®	somofilcon A	56	57	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; trieda 2	Nie	5B (SiHy)
		-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°															
	-6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D)	-2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°															
	+0.25 D až +4.00 (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75	10° až 180° (kroky po 10°)															
 clariti® 1 day Multifocal (3 add) (dostupné od marca 2026)	-12.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D)	-	-	Low (+0.75 D až +1.25 D okuliarovej adície)	Multifokálny	Binocular Progressive System™	Jednodňové	8.6	14.1	0.070	Technológia WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; trieda 2	Nie	5B (SiHy)
	-10.00 D až +8.00 D (kroky po 0.25 D)			Med (+1.50 D až +1.75 D okuliarovej adície)														
				High (+2.00 D až +2.50 D okuliarovej adície)														
 clariti® 1 day multifocal	-6.00 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	Low: až +1.25 D High: +1.50 D až +2.25 D	Multifokálny	-	Jednodňové	8.6	14.1	0.070	Technológia WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; trieda 2	Nie	5B (SiHy)

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.


† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk

Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Live®	10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.50 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-	-	-	Asférický	-	Jednodňové	8.6	14	0.070	Technologie AquaGen®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; trieda 2	Nie	5B (SiHy)
 Proclear® 1 day	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Jednodňové	8.7	14.2	0.090	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon A	60	28	0.3	Nie	Áno	2
 Proclear® 1 day multifocal	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 až +6.00 (kroky po 0.25)	-	-	Profil s jednou dioptrickou hodnotou +1.50 D	Multifokálny	-	Jednodňové	8.7	14.2	0.090	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon A	60	28	0.3	Nie	Áno	2

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlcujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlcujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očnému špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk

Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Biomedics® 1 day Extra	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D)	-	-	-	Sférický	-	Jednodňové	8.6	14.2	0.075	-	ocufilcon D	55	26	0.5	Nie	Áno	4
	NIE JE PLAN																	
	+6.00 D až +0.25 D (kroky po 0.25 D) NIE JE PLAN	-	-	-				8.8										
 Biomedics® 1 day Extra toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Jednodňové	8.7	14.5	0.109	-	ocufilcon D	55	18	0.5	Nie	Áno	4

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlcujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlcujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

Biomedics®, Clariti®, CooperVision®, Live®, MyDay®, MyDay Energys®, MiSight® a Proclear® sú registrované ochranné známky spoločnosti The Cooper Companies, Inc. a ich dcérskych spoločností.

©2026 CooperVision SA19395 / APP169518

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Biofinity® -12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN		-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denné alebo predĺžené nosenie (max 6 nocí a 7 dní) s výmenou po 30 dňoch	8.6	14	0.075	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)
 Biofinity® XR -20.00 D až -12.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +15.00 D (kroky po 0.50 D)		-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Rovnaké ako Biofinity®	8.6	14	0.075	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)
 Biofinity Energys® -12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN		-	-	-	Asférický	Digital Zone Optics®	Rovnaké ako Biofinity®	8.6	14	0.075	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)
 Biofinity® toric -10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)		-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Rovnaké ako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlcujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlcujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Biofinity® XR Toric	-20.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25																
	-20.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75	5° až 180° (kroky po 5°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Rovnaké ako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)
 Biofinity® multifocal	-20.00 D až -12.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +15.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Multifokálna D šošovka / N šošovka	Balanced Progressive Technology®	Rovnaké ako Biofinity®	8.6	14	0.090 až 0.110 (podľa adície)	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	142 (-3.00 D, N šošovka, adícia +1.00 D)	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)
 Biofinity® toric multifocal	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Torická Multifokálna Asférická D šošovka N šošovka	Optimised Toric Lens Geometry™ Balanced Progressive Technology®	Rovnaké ako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technológia Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Nie	Áno	5C (SiHy)

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očnému špecialistu.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Avaira Vitality®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.4	14.2	0.080	-	fanfilcon A	55	112	0.5	93 % UVA a 100 % UVB; trieda 1	Áno	5B (SiHy)
	NIE JE PLAN																	
 Avaira Vitality® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.5	14.5	0.100	-	fanfilcon A	55	90	0.5	93 % UVA a 100 % UVB; trieda 1	Áno	5B (SiHy)
 Proclear®	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) NIE JE PLAN -20.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.2 8.6	14.2	0.075	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	36	0.4	Nie	Áno	2
 Proclear® toric	-8.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.4 (MTO)	14.4	0.138 0.114	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	16 (MTO) 19,4 (MTO)	0.4	Nie Nie	Áno Áno	2 2

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Proclear® XR toric	-10.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +10.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	-	Torický	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.4 8.8	14.4	0.212 0.159	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	10.4 13.9	0.4	Nie	Áno	2
 Proclear® multifocal	-8.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Multifokálna D šošovka N šošovka	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.7	14.4	0.157 až 0.161 (v závislosti na adícii)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	14 (MTO)	0.4	Nie	Áno	2
 Proclear® XR multifocal	-20.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	+1.00 D až +4.00 D (kroky po 0.50 D)	Torická Multifokálna D šošovka N šošovka	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.4 8.7	14.4	0.060 až 0.113 (v závislosti na adícii)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	Od: 14.0 (-3.00 D / +4.00 D, typ N) Do: 16.7 (-3.00 D / +2.50 D, typ D)	0.4	Nie	Áno	2
 Proclear® multifocal toric	-20.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	+1.00 D až +4.00 D (kroky po 0.50 D)	Torická Multifokálna D šošovka N šošovka	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.4	14.4	0.060 až 0.115 (v závislosti na adícii)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	Od: 14.5 (-3.00 D / +4.00 D, typ N) Do: 17.7 (-3.00 D / +4.00 D, typ D)	0.4	Nie	Áno	2

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očného špecialistu.

§ Plán nosenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Špecifikácia produktov

Ďalšie informácie o našich kontaktných šošovkách nájdete na:
www.coopervision.sk



Produkt	Sféra*	Cylinder	Os	Adícia	Dizajn	Technológia dizajnu	Plán nosenia	Zakrivenie (mm)	Priemer (mm)	Stredová hrúbka (mm)	Technológia materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Priepustnosť kyslíka Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testované so šošovkami -1.00 D)	Blokovanie UV žiarenia (% testované so šošovkami -3.00 D) a Trieda‡	Viditeľné zafarbenie	Skupina FDA
 Biomedics® 55 Evolution [Biomedics 55 UV Asphere]	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NIE JE PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.6; 8.8; 8.9	14.2	0.075	-	ocufilcon D	55	26	0.4	69 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	4
 Biomedics® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	-	Denné nosenie s výmenou po 30 dňoch	8.7	14.5	0.109	-	ocufilcon D	55	18	0.4	69 % UVA a 97 % UVB; trieda 2	Áno	4

* Dostupnosť plánu šošoviek u sférických produktov sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo zákazníkovi.

† (pri -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú chrániť oči pred prenikaním škodlivého UV žiarenia, nie sú však náhradou za ochranné alebo slnečné okuliare pohlčujúce UV žiarenie, pretože úplne nezakrývajú oko ani okolitú oblasť. Používatelia kontaktných šošoviek by mali aj naďalej používať okuliare pohlčujúce UV žiarenie podľa pokynov svojho očnému špecialistu.

Avalra Vitality®, Biofinity®, Biofinity Energys®, Biomedics®, Clariti®, CooperVision® a Proclear® sú registrované ochranné známky spoločnosti The Cooper Companies, Inc. a ich dcérskych spoločností.

©2026 CooperVision SA19395 / APP169518