



CooperVision®  
Live Brightly.®

# Príručka k špecifikáciám produktu





CooperVision  
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, navštívte stránku [coopervision.sk/nase-produkty](http://coopervision.sk/nase-produkty)

## MyDay® Jednodňové rodina

### Jednodňové kontaktné šošovky MyDay®



#### Harmonogram nosenia

Jednodňové

#### Sféra

-10,00D až +6,00D  
(krok po 0,50D od  
+5,00D a -6,00D)

#### Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie

#### Dizajn

Sférické

#### Materiál / Obsah H2O

stenfilcon A / 54%

**Zakrivenie** 8,4mm

**Priemer** 14,2mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Áno

**Manipulačné zafarbenie** Áno

Vysokovýkonné jednodňové kontaktné šošovky pre náročný životný štýl.

### Jednodňové torické kontaktné šošovky MyDay® toric



#### Harmonogram nosenia

Jednodňové

#### Sféra

+0,50D až +6,00D  
(krok 0,50 D)  
  
-6,00 (krok 0,25 D)

-10,00D až -6,50D  
(krok 0,50D)

#### Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie

#### Cylinder

-0,75  
-1,25  
-1,75  
-2,25

#### Materiál / Obsah H2O

stenfilcon A / 54%

#### Os

10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°,  
110°, 160°, 170°,  
180°

10°, 20°, 90°,  
160°, 170°, 180°

**Zakrivenie** 8,6mm

**Priemer** 14,5mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Áno

**Manipulačné zafarbenie** Áno

#### Dizajn

Optimised  
Toric Lens  
Geometry™

Vysokovýkonné jednodňové kontaktné šošovky pre používateľov s astigmatizmom.

## clariti® 1 day rodina

### clariti® 1 day



#### Harmonogram nosenia

Jednodňové

#### Sféra

-0,50 až -6,00 D  
sféry (po 0,25 D)

-6,50 až -10,00 D  
sféry (po 0,50 D)

+0,50 až +6,00 D  
sféry (po 0,25 D)

+6,50 až +8,00 D  
sféry (po 0,50 D)

#### Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie  
90 kusové balenie

#### Dizajn

Aspheric

#### Materiál / Obsah H2O

somofilcon A / 56%

**Zakrivenie** 8,6mm

**Priemer** 14,1mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Áno

**Manipulačné zafarbenie** Nie

Vysoká priedušnosť,<sup>1</sup> pohodlie a skvelá cena<sup>†</sup> praktických jednodňových kontaktných šošoviek.



CooperVision  
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách,  
navštívte stránku [coopervision.sk/nase-produkty](http://coopervision.sk/nase-produkty)

## clariti® 1 day toric



Vysoká priedušnosť,<sup>1</sup> pohodlie a  
skvelá cena<sup>†</sup> praktických jed-  
nodňových kontaktných šošoviek.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Jednodňové	30 kusové balenie	somofilcon A / 56%	8,6mm
<b>Sféra</b>	<b>Cylinder</b>	<b>Os</b>	<b>Priemer</b> 14,3mm
+0,00 až -6,00 D sféry (po 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°	<b>Skupina FDA</b> SiHy
	-2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	<b>Blokovanie UV žiarenia*</b> Áno
-6,50 až -9,00 D sféry (po 0,50 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	<b>Manipulačné zafarbenie</b> Nie
	-2,25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	<b>Dizajn</b> Aspheric
+0,25 až +4,00 D sféry (po 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 120°, 160°, 170°, 180°	

## clariti® 1 day multifocal



Vysoká priedušnosť,<sup>1</sup> pohodlie a  
skvelá cena<sup>†</sup> praktických jed-  
nodňových kontaktných šošoviek  
na jedno použitie.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Jednodňové	30 kusové balenie	somofilcon A / 56%	8,6mm
<b>Sféra</b>	<b>Adícia</b>	<b>Dizajn</b>	<b>Priemer</b> 14,1mm
+5,00 až -6,00 D (krok 0,25 D)	Low: až do +2,25 D	Stred na blíz- ko, progresívna prechodová zóna a periféria do diaľky	<b>Skupina FDA</b> SiHy
	High: +2,50 až +3,00 D		<b>Blokovanie UV žiarenia*</b> Áno
			<b>Manipulačné zafarbenie</b> Nie

## Biofinity® rodina

### Biofinity Energys®



**Harmonogram nosenia**

Denné alebo Predĺžené nosenie (max 6 nocí a 7 dní)

**Sféra**

+8,00D až -12,00D (krok 0,50D od +/-6,00D)

**Možnosti veľkosti balenia**

6 kusové balenie

**Dizajn**

Asférický  
Digital Zone  
Optics® lens  
Dizajn

**Materiál / Obsah H2O**

comfilcon A / 48%

**Zakrivenie** 8,6mm

**Priemer** 14,0mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Nie

**Manipulačné zafarbenie** Áno

Jediné kontaktné šošovky na svete s technológiou Digital Zone Optics™. Navrhnuté pre moderný, digitálny život.

### Sférické kontaktné šošovky Biofinity®



**Harmonogram nosenia**

Denné alebo Predĺžené nosenie (max 6 nocí a 7 dní)

**Sféra**

+8,00 D až -12,00 D (krok 0,50 D nad +/-6,00 D)

**Možnosti veľkosti balenia**

3 kusové balenie

**Dizajn**

Asférický

**Materiál / Obsah H2O**

comfilcon A / 48%

**Zakrivenie** 8,6mm

**Priemer** 14,0mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Nie

**Manipulačné zafarbenie** Áno

Špičkové mesačné kontaktné šošovky navrhnuté tak, aby poskytovali dlhotrvajúci komfort a vynikajúce videnie<sup>2-4</sup>

### Kontaktné šošovky Biofinity® toric



**Harmonogram nosenia**

Denné alebo Predĺžené nosenie (max 6 nocí a 7 dní)

**Sféra**

+8,00 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D nad +/- 6,00 D sféry)

**Možnosti veľkosti balenia**

3 kusové balenie

**Cylinder**

-0,75, -1,25, -1,75, -2,25 D cylindra

**Materiál / Obsah H2O**

comfilcon A / 48%

**Os**

10° až 180° (krok 10°)

**Dizajn**

Optimised Toric Lens Geometry™

**Zakrivenie** 8,7mm

**Priemer** 14,5mm

**Skupina FDA** SiHy

**Blokovanie UV žiarenia\*** Nie

**Manipulačné zafarbenie** Áno

Špičkové mesačné kontaktné šošovky pre dlhotrvajúci komfort a vynikajúce videnie aj s astigmatizmom.<sup>5-7</sup>

## Kontaktné šošovky Biofinity® multifocal



Špičkové mesačné kontaktné šošovky na presbyopiu, ktoré vám poskytnú neuvěřiteľné pohodlie<sup>8</sup> a vynikajúce videnie na akúkoľvek vzdialenosť<sup>9</sup>

<b>Harmonogram nosenia</b>	<b>Možnosti veľkosti balenia</b>	<b>Materiál / Obsah H2O</b>	<b>Zakrivenie</b>	8,6mm
Denné alebo Predĺžené nosenie (max 6 nocí a 7 dní)	3 kusové balenie	comfilcon A / 48%	<b>Priemer</b>	14,0mm
<b>Sféra</b>	<b>Adícia</b>	<b>Dizajn</b>	<b>Skupina FDA</b>	SiHy
+6,00 až -6,00 D sféry	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50D	Šošovka typu D Šošovka typu N	<b>Blokovanie UV žiarenia*</b>	Nie
-6,50 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D)			<b>Manipulačné zafarbenie</b>	Áno

## Avaira Vitality™ rodina

### Avaira Vitality™



Vysoký výkon. Výnimočná hodnota.

<b>Harmonogram nosenia</b>	<b>Možnosti veľkosti balenia</b>	<b>Materiál / Obsah H2O</b>	<b>Zakrivenie</b>	8,4mm
Denné	3 kusové balenie	fanfilcon A / 55%	<b>Priemer</b>	14,2mm
<b>Sféra</b>	<b>Dizajn</b>		<b>Skupina FDA</b>	SiHy
+8,00D až -12,00D (0,50D krok po +/-6,00D)	Asférický front surface		<b>Blokovanie UV žiarenia*</b>	Áno
Nie je plan			<b>Manipulačné zafarbenie</b>	Áno

### Avaira®



Krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť? Vychutnajte si šošovky s dlhodobým komfortom.

<b>Harmonogram nosenia</b>	<b>Možnosti veľkosti balenia</b>	<b>Materiál / Obsah H2O</b>	<b>Zakrivenie</b>	8,4, 85mm
Denné	3 kusové balenie 6 kusové balenie	enfilcon A / 46%	<b>Priemer</b>	14,2mm
<b>Sféra</b>	<b>Dizajn</b>		<b>Skupina FDA</b>	
+0,25D do +8,00D (0,50D krok po +6,00D)	Asférický		<b>Blokovanie UV žiarenia*</b>	Áno
-0,25D do -12,00D (0,50D krok po -6,00D)			<b>Manipulačné zafarbenie</b>	

## Proclear® rodina

### Proclear® 1 day



Ostré videnie\*\*, jednoduchosť a pohodlie pre používateľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchých očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	30 kusové balenie 90 kusové balenie	omafilcon A / 60%	8,7mm
<b>Sféra</b>	<b>Dizajn</b>		<b>Priemer</b> 14,2mm
od+8,00D do -12,00D (0,50D krok po +5,00D a -6,00D)	Asférický		<b>Skupina FDA</b> 2
			<b>Blokovanie UV žiarenia*</b> Nie
			<b>Manipulačné zafarbenie</b> Áno

### Sférické šošovky Proclear®



Ostré videnie,<sup>10</sup> jednoduchosť a pohodlie pre používateľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchých očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	6 kusové balenie	omafilcon B / 62%	8,6mm
<b>Sféra</b>	<b>Dizajn</b>		<b>Priemer</b> 14,2mm
od+20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,00D)	Sféra		<b>Skupina FDA</b> 2
			<b>Blokovanie UV žiarenia*</b> Nie
			<b>Manipulačné zafarbenie</b> Áno

### Kontaktné šošovky Proclear® toric



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia astigmatizmom s pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	3 kusové balenie 6 kusové balenie	omafilcon B / 62%	8,4, 8,8mm
<b>Sféra</b>	<b>Cylinder</b>	<b>Os</b>	<b>Priemer</b> 14,4mm
od+6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25	10° do 180° (10° krok)	<b>Skupina FDA</b> 2
			<b>Blokovanie UV žiarenia*</b> Nie
			<b>Manipulačné zafarbenie</b> Áno
od+6,25D do +10,00D (0,50D krok po +6,50D) od -8,50D do -10,00D (0,50D krok)	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25	5° do 180° (5° krok)	
od +10,00D do -10,00D (0,50D krok po +/-6,50D)	od -2,75 do -5,75 (0,50D krok)	10° do 180° (10° krok)	



CooperVision  
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, navštívte stránku [coopervision.sk/nase-produkty](http://coopervision.sk/nase-produkty)

## Proclear® multifocal



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O
Denné	3 kusové balenie	omafilcon B / 62%
<b>Sféra</b>		<b>Adícia</b>
od +6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
od +6,25D do +20,00D od -8,50D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+3,00, +3,50, +4,00
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00

<b>Zakrivenie</b>	8,7mm
<b>Priemer</b>	14,4mm
<b>Skupina FDA</b>	2
<b>Blokovanie UV žiarenia*</b>	Nie
<b>Manipulačné zafarbenie</b>	Áno

**Dizajn**  
Šošovka typu D  
Šošovka typu N

## Proclear® multifocal toric



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek, ktorí trpia astigmatizmom s pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O
Denné	3 kusové balenie	omafilcon B / 62%
<b>Sféra</b>	<b>Os</b>	<b>Cylinder</b>
od +6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	-0.75 až -5.75 (krok 0.50D)
od +6,25D do +20,00D od -8,50D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+3,00, +3,50, +4,00	
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00	

<b>Zakrivenie</b>	8,4, 8,8mm
<b>Priemer</b>	14,4mm
<b>Skupina FDA</b>	2
<b>Blokovanie UV žiarenia*</b>	Nie
<b>Manipulačné zafarbenie</b>	Áno

**Dizajn**  
Šošovka typu D  
Šošovka typu N

\* Kontaktné šošovky blokujúce UV žiarenie pomáhajú blokovať nebezpečné UV žiarenie, nenahrádzajú však ochranné okuliare absorbujúce ultrafialové žiarenie, ako sú okuliare absorbujúce UV žiarenie alebo snečné okuliare, pretože úplne nezakrývajú oko a očné okolie. Pokračujte v používaní okuliarov absorbujúcich UV žiarenie podľa pokynov vášho očného špecialistu

† Počas každodenného nosenia.

‡ Na základe odporúčanej maloobchodnej ceny spoločnosti CooperVision. Maloobchodná cena je vždy výlučne na uvážení predajcu. Vyššie uvedené údaje nie sú určené na ovplyvnenie maloobchodnej ceny.

\*\* Due to aspheric optics.

#### Referencie:

- 1 Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467–472.
- 2 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
- 3 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Air Optix® Aqua po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 4 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Ultra po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 5 Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014; 37:346–350 Skúšané šošovky: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatismus and Proclear® Toric.
- 6 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Air Optix® for Astigmatismus po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 7 CooperVision dáta zo súboru, 2016. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Ultra® for Astigmatismus po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 8 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
- 9 CooperVision dáta zo súboru 2011. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Multifocal v porovnaní so šošovkami ACUVUE® Oasys for Na čítanie/multifokálne, Air Optix® for Na čítanie/multifokálne a PureVision® Multi-Focal.
- 10 CooperVision dáta zo súboru 2017 a 2014; krátkodobé aplikačné hodnotenie vhodnosti bez výtāja. N=40 a n=20.