



CooperVision®
Live Brightly.®

Príručka k špecifikáciám produktu






CooperVision
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, navštívte stránku coopervision.sk/nase-produkty

MyDay® Jednodňové rodina

Jednodňové kontaktné šošovky MyDay®



Harmonogram nosenia

Jednodňové

Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie

Materiál / Obsah H2O

stenfilcon A / 54%

Zakrivenie 8,4mm

Priemer 14,2mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Áno

Manipulačné zafarbenie Áno

Sféra

-10,00D až +6,00D
(krok po 0,50D od +5,00D a -6,00D)

Dizajn

Sférické

Vysokovýkonné jednodňové kontaktné šošovky pre náročný životný štýl.

Jednodňové torické kontaktné šošovky MyDay® toric



Harmonogram nosenia

Jednodňové

Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie

Materiál / Obsah H2O

stenfilcon A / 54%

Zakrivenie 8,6mm

Priemer 14,5mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Áno

Manipulačné zafarbenie Áno

Sféra

+0,50D až +6,00D
(krok 0,50 D)

-6,00 (krok 0,25 D)

Cylinder

-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Os

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

Dizajn

Optimised
Toric Lens
Geometry™

Vysokovýkonné jednodňové kontaktné šošovky pre používateľov s astigmatizmom.

clariti® 1 day rodina

clariti® 1 day



Harmonogram nosenia

Jednodňové

Možnosti veľkosti balenia

30 kusové balenie
90 kusové balenie

Materiál / Obsah H2O

somofilcon A / 56%

Zakrivenie 8,6mm

Priemer 14,1mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Áno

Manipulačné zafarbenie Nie

Sféra

-0,50 až -6,00 D
sféry (po 0,25 D)

Dizajn

Aspheric

Vysoká priedušnosť,¹ pohodlie a skvelá cena[†] praktických jednodňových kontaktných šošoviek.

-6,50 až -10,00 D
sféry (po 0,50 D)

+0,50 až +6,00 D
sféry (po 0,25 D)

+6,50 až +8,00 D
sféry (po 0,50 D)



CooperVision
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách,
navštívte stránku coopervision.sk/nase-produkty

clariti® 1 day toric



Vysoká priedušnosť,¹ pohodlie a
skvelá cena[†] praktických jed-
nodňových kontaktných šošoviek.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Jednodňové	30 kusové balenie	somofilcon A / 56%	8,6mm
Sféra	Cylinder	Os	Priemer 14,3mm
+0,00 až -6,00 D sféry (po 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°	Skupina FDA SiHy
	-2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	Blokovanie UV žiarenia* Áno
-6,50 až -9,00 D sféry (po 0,50 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	Manipulačné zafarbenie Nie
	-2,25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	Dizajn Aspheric
+0,25 až +4,00 D sféry (po 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 120°, 160°, 170°, 180°	

clariti® 1 day multifocal



Vysoká priedušnosť,¹ pohodlie a
skvelá cena[†] praktických jed-
nodňových kontaktných šošoviek
na jedno použitie.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Jednodňové	30 kusové balenie	somofilcon A / 56%	8,6mm
Sféra	Adícia	Dizajn	Priemer 14,1mm
+5,00 až -6,00 D (krok 0,25 D)	Low: až do +2,25 D	Stred na blíz- ko, progresívna prechodová zóna a periféria do diaľky	Skupina FDA SiHy
	High: +2,50 až +3,00 D		Blokovanie UV žiarenia* Áno
			Manipulačné zafarbenie Nie

Biofinity® rodina

Biofinity Energys®



Harmonogram nosenia

Denné alebo predĺžené nosenie až do 29 dní

Sféra

+8,00D až -12,00D (krok 0,50D od +/- 6,00D)

Možnosti veľkosti balenia

6 kusové balenie

Dizajn

Asférický
Digital Zone
Optics® lens
Dizajn

Materiál / Obsah H2O

comfilcon A / 48%

Zakrivenie 8,6mm

Priemer 14,0mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Nie

Manipulačné zafarbenie Áno

Jediné kontaktné šošovky na svete s technológiou Digital Zone Optics™. Navrhnuté pre moderný, digitálny život.

Sférické kontaktné šošovky Biofinity®



Harmonogram nosenia

Denné alebo predĺžené nosenie až do 29 dní

Sféra

+8,00 D až -12,00 D (krok 0,50 D nad +/- 6,00 D)

Možnosti veľkosti balenia

3 kusové balenie

Dizajn

Asférický

Materiál / Obsah H2O

comfilcon A / 48%

Zakrivenie 8,6mm

Priemer 14,0mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Nie

Manipulačné zafarbenie Áno

Špičkové mesačné kontaktné šošovky navrhnuté tak, aby poskytovali dlhotrvajúci komfort a vynikajúce videnie²⁻⁴

Kontaktné šošovky Biofinity® toric



Harmonogram nosenia

Denné alebo predĺžené nosenie až do 29 dní

Sféra

+8,00 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D nad +/- 6,00 D sféry)

Možnosti veľkosti balenia

3 kusové balenie

Cylinder

-0,75, -1,25, -1,75, -2,25 D cylinder

Materiál / Obsah H2O

comfilcon A / 48%

Os

10° až 180° (krok 10°)

Dizajn

Optimised Toric Lens Geometry™

Zakrivenie 8,7mm

Priemer 14,5mm

Skupina FDA SiHy

Blokovanie UV žiarenia* Nie

Manipulačné zafarbenie Áno

Špičkové mesačné kontaktné šošovky pre dlhotrvajúci komfort a vynikajúce videnie aj s astigmatizmom.⁵⁻⁷

Kontaktné šošovky Biofinity® multifocal



Špičkové mesačné kontaktné šošovky na presbyopiu, ktoré vám poskytnú neuveriteľné pohodlie⁸ a vynikajúce videnie na akúkoľvek vzdialenosť⁹

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie	8,6mm
Denné alebo predĺžené nosenie až do 29 dní	3 kusové balenie	comfilcon A / 48%	Priemer	14,0mm
Sféra	Adícia	Dizajn	Skupina FDA	SiHy
+6,00 až -6,00 D sféry	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50D	Šošovka typu D Šošovka typu N	Blokovanie UV žiarenia*	Nie
-6,50 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D)			Manipulačné zafarbenie	Áno

Avaira Vitality™ rodina

Avaira Vitality™



Vysoký výkon. Výnimočná hodnota.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie	8,4mm
Denné	3 kusové balenie	fanfilcon A / 55%	Priemer	14,2mm
Sféra	Dizajn		Skupina FDA	SiHy
+8,00D až -12,00D (0,50D krok po +/-6,00D)	Asférický front surface		Blokovanie UV žiarenia*	Áno
Nie je plan			Manipulačné zafarbenie	Áno

Avaira®



Krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť? Vychutnajte si šošovky s dlhodobým komfortom.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie	8,4, 85mm
Denné	3 kusové balenie 6 kusové balenie	enfilcon A / 46%	Priemer	14,2mm
Sféra	Dizajn		Skupina FDA	
+0,25D do +8,00D (0,50D krok po +6,00D)	Asférický		Blokovanie UV žiarenia*	Áno
-0,25D do -12,00D (0,50D krok po -6,00D)			Manipulačné zafarbenie	

Proclear[®] rodina

Proclear[®] 1 day



Ostré videnie**, jednoduchosť a pohodlie pre používateľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchých očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	30 kusové balenie 90 kusové balenie	omafilcon A / 60%	8,7mm
Sféra	Dizajn		Priemer 14,2mm
od+8,00D do -12,00D (0,50D krok po +5,00D a -6,00D)	Asférický		Skupina FDA 2
			Blokovanie UV žiarenia* Nie
			Manipulačné zafarbenie Áno

Sférické šošovky Proclear[®]



Ostré videnie,¹⁰ jednoduchosť a pohodlie pre používateľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchých očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	6 kusové balenie	omafilcon B / 62%	8,6mm
Sféra	Dizajn		Priemer 14,2mm
od+20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,00D)	Sféra		Skupina FDA 2
			Blokovanie UV žiarenia* Nie
			Manipulačné zafarbenie Áno

Kontaktné šošovky Proclear[®] toric



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov kontaktných šošoviek, ktorí trpia astigmatizmom s pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O	Zakrivenie
Denné	3 kusové balenie 6 kusové balenie	omafilcon B / 62%	8,4, 8,8mm
Sféra	Cylinder	Os	Priemer 14,4mm
od+6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25	10° do 180° (10° krok)	Skupina FDA 2
od+6,25D do +10,00D (0,50D krok po +6,50D) od -8,50D do -10,00D (0,50D krok)	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25	5° do 180° (5° krok)	Blokovanie UV žiarenia* Nie
od +10,00D do -10,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	od -2,75 do -5,75 (0,50D krok)	10° do 180° (10° krok)	Manipulačné zafarbenie Áno



CooperVision
Live Brightly!

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kontaktných šošovkách, navštívte stránku coopervision.sk/nase-produkty

Proclear® multifocal



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek, ktorí trpia pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O
Denné	3 kusové balenie	omafilcon B / 62%
Sféra		Adícia
od +6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
od +6,25D do +20,00D od -8,50D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+3,00, +3,50, +4,00
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/-6,50D)		+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00

Zakrivenie	8,7mm
Priemer	14,4mm
Skupina FDA	2
Blokovanie UV žiarenia*	Nie
Manipulačné zafarbenie	Áno

Dizajn
Šošovka typu D
Šošovka typu N

Proclear® multifocal toric



Poskytujú celodenné pohodlie pre nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek, ktorí trpia astigmatizmom s pocitom suchosti očí.

Harmonogram nosenia	Možnosti veľkosti balenia	Materiál / Obsah H2O
Denné	3 kusové balenie	omafilcon B / 62%
Sféra	Os	Cylinder
od +6,00D do -8,00D (0,50D krok po -6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	-0.75 až -5.75 (krok 0.50D)
od +6,25D do +20,00D od -8,50D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+3,00, +3,50, +4,00	
od +20,00D do -20,00D (0,50D krok po +/- 6,50D)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00	

Zakrivenie	8,4, 8,8mm
Priemer	14,4mm
Skupina FDA	2
Blokovanie UV žiarenia*	Nie
Manipulačné zafarbenie	Áno

Dizajn
Šošovka typu D
Šošovka typu N

* Kontaktné šošovky blokujúce UV žiarenie pomáhajú blokovať nebezpečné UV žiarenie, nenahrádzajú však ochranné okuliare absorbujúce ultrafialové žiarenie, ako sú okuliare absorbujúce UV žiarenie alebo snečné okuliare, pretože úplne nezakrývajú oko a očné okolie. Pokračujte v používaní okuliarov absorbujúcich UV žiarenie podľa pokynov vášho očného špecialistu

† Počas každodenného nosenia.

‡ Na základe odporúčanej maloobchodnej ceny spoločnosti CooperVision. Maloobchodná cena je vždy výlučne na uvážení predajcu. Vyššie uvedené údaje nie sú určené na ovplyvnenie maloobchodnej ceny.

** Due to aspheric optics.

Referencie:

- 1 Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467–472.
- 2 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
- 3 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Air Optix® Aqua po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 4 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie sférických kontaktných šošoviek Biofinity® v porovnaní so sférickými šošovkami Ultra po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 5 Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014; 37:346–350 Skúšané šošovky: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatismus and Proclear® Toric.
- 6 CooperVision dáta zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Air Optix® for Astigmatismus po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 7 CooperVision dáta zo súboru, 2016. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Toric v porovnaní so šošovkami Ultra® for Astigmatismus po dobu jedného mesiaca nosenia.
- 8 CooperVision dáta zo súboru. 2006. Technológia Aquaform® využíva štruktúru dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami k udržaniu molekúl vody v šošovke pre neuveriteľné dlhodobé pohodlie a jasnosť.
- 9 CooperVision dáta zo súboru 2011. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® Multifocal v porovnaní so šošovkami ACUVUE® Oasys for Na čítanie/multifokálne, Air Optix® for Na čítanie/multifokálne a PureVision® Multi-Focal.
- 10 CooperVision dáta zo súboru 2017 a 2014; krátkodobé aplikačné hodnotenie vhodnosti bez výtāja. N=40 a n=20.